

Genius 9100 S



Genius 9100 S EAN: 4210201187288

Fördelar:

- Oral-B:s bästa el tandborste, Oral-B Genius 9100S i svart, är ett intuitivt borstsystem som hjälper dig att borsta som tandläkarna rekommenderar. Den unika positionsspårningsteknologin gör att du aldrig mer missar ett område i munnen. Oral-B:s unika runda huvud tar bort upp till 100 % mer plack än en vanlig, manuell tandborste för hälsosammare tandkött och den gör dina tänder vitare från dag 1 genom att ta bort ytliga missfärgningar. Tandborsten hjälper dig dessutom att skydda ditt ömtåliga tandkött med en inbyggd SmartRing och trycksensorteknologi som sänker borstningshastigheten och varnar dig när du borstar för hårt. Sist men inte minst har Genius 9100S i svart ett litiumjonbatteri som håller i upp till 12 dagar med 1 laddning. Det kan inte gå fel med borstningen med Oral-B Genius 9100S i svart. Den laddningsbara el tandborsten Oral-B Genius 9100S i svart är kompatibel med följande refillborsthuvuden: Cross Action, 3D White, Sensi Ultrathin, Sensitive Clean, Precision Clean, Floss Action, Tri Zone, Dual Clean, Power Tip, Ortho Care.

Teknisk data:

- Upp till 100 % mer plackborttagning: det runda huvudet rengör bättre för hälsosammare tandkött på 30 dagar i jämförelse med en manuell tandborste
- 100 % täckning: Den enda borsten med positionsspårning som känner av var du borstar och hjälper dig så att aldrig missar områden i munnen
- Skydda ditt tandkött: En trycksensor sänker borstningshastigheten och varnar om du borstar för hårt
- Gör tänderna vitare från dag 1 genom att avlägsna ytliga missfärgningar
- Den professionella 2-minuterstimern hjälper dig att borsta tillräckligt länge
- 6 borstlägen inklusive PRO Clean, whitening, gum care & sensitive
- Stå aldrig utan batteri: Ett dubbelladdande resefodral laddar både din tandborste och telefon med 1 kontakt

I förpackningen

Innehåll: 1 handtag i svart, 4 borsthuvuden, litiumjonbatteri, laddningsbart USB-resefodral, smartphonehållare

Instruktioner

- Så använder du din el tandborste.
Blöt borsthuvudet och applicera tandkräm. Placera borsten i munnen och sätt på den. För långsamt borsten från tand till tand. Håll borsthuvudet stilla ett par sekunder innan du går vidare till nästa tand. Borsta tänderna och tandköttet, först på utsidorna, sedan insidorna och slutligen på tuggytorna.